



CATÁLOGO EQUIPOS NUAIRE 2023-2024

www.abatec.com.mx



ventas@abatec.com.mx





GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

CLASE II TIPO A2

CLASE II TIPO B1



NU-540-300 41.6 in x 61 in **NU-540-400** 53.6 in x 61 in

NU-540-500 65.6 in x 61 in

NU-540-600 77.6 in x 61 in



NU-427-400 53.6 in x 61 in

NU-427-600 77.6 in x 61 in

CLASE II TIPO B2



NU-560-400 53.6 in x 61 in

NU-560-600 77.6 in x 61 in

CARACTERÍSTICAS

- Calidad del Aire en zona de trabajo (ISO 14644) ISO-Clase-5
- Monitor de Flujo de Aire Presión
- Construcción del Gabinete Acero inoxidable Cal 16/18 GA, tipo 304
- Sistemas de control disponibles Aeromax, Flow Gard, Touchlinck
- Flujo descendente FPM (m/s) 60 pies por minuto (0,30 m/s)
- Filtros HEPA 99,99 % de eficiencia a 0,3 micras
- Abertura de acceso a la zona de Trabajo 8, 10 pulgadas (203, 254 mm)

OPCIONALES

- Paredes laterales de cristal templado
- Barras con ganchos para bolsas IV
- Abertura de acceso de 10" (254 mm)
- Paso de cable NSF en la pared lateral izquierda
- Válvulas de servicio (vacío, gas, etc.)
- Iluminación LED

CABINAS DE FLUJO DE AIRE LAMINAR



NU-140-330 38 in x 51 in

NU-140-430 50 in x 51 in

NU-140-530 62 in x 51 in

NU-140-630 74 in x 51 in

CARACTERÍSTICAS

- Protección de productos de aire limpio ISO Clase 5
- Cumplimiento USP 797
- ISO 14644-1
- Sistema de control Aeromax
- Motor de ultra alta eficiencia
- Flujo laminar robusto de 0,46 m/s (90 FPM)
- Filtración HEPA
- Tamaños disponibles: 3ft. (0.9m), 4ft. (1.2m), 5ft (1.5m), 6ft (1.8m)

OPCIONALES

- Paredes laterales de policarbonato
- Superficie de trabajo Nevamar con núcleo de PVC,
- Barras con ganchos para bolsas IV
- Contactos eléctricos
- Válvulas de servicio (vacío, gas, etc.)
- Iluminación LED





ULTRACONGELADORES -86°C



CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura de -40 °C a -86 °C
- Temperatura precisión °C ±1
- Uniformidad de temperatura °C ±5
- Sistema de refrigeración en cascada equilibrado
- Refrigerantes de hidrocarburo (HC) ecológicos y energéticamente eficientes

APLICACIONES

- Muestras clínicas y de laboratorio
- Almacenamiento de vacunas y más
- Desempeño Confiable
- Alarma Multifunción
- Bajo ruido ≤ 49dBA
- Puerto estándar USB

NU-99728JGA 115V 60Hz (728L) NU-99578JGA

NU-99100J

115V 60Hz (578L)

100L

CARACTERÍSTICAS

- Limpieza del Aire (ISO 14644) ISO-CLASE-5
- Precisión de Co2 ± 0,1%
- Recuperación de CO2 Hasta 5% ± 0,2% / -0,5 En 5 Minutos Promedio
- Sistema de Control Nutouch
- Temperatura Precisión °C ± 0,1%
- Control de Temperatura Calor Directo / Camisa de agua
- Recuperación de Temperatura 0,12 °C/Min. De Media
- Uniformidad de Temperatura °C ± 0,35 °C A 37 °C
- Capacidad de 160 litros
- Control de temperatura, CO2, humedad y O2
- Filtración HEPA

80.5 in x 48 in

Ciclos de esterilización

INCUBADORAS DE CO2

OPCIONALES

- · Puerta seccionada
- · Cámara de aleación de cobre
- Bandeja de Agua de cobre
- Interruptor automático de tanque
- Regulador de CO2 de etapa única
- Regulador de CO2 de dos etapas
- Regulador de N2 dos etapas
- Kit de mangueras
- Plataforma con Ruedas / Niveladores





NU-5710

NU-5700

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ANIMALES



80.5 in x 54 in

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO

torizado para

AbaTec es el **único** en México autorizado para realizar mantenimientos a los equipos Nuaire.

Nuestro personal del área de Servicio Técnico, está altamente calificado y certificado ante Nuaire para realizar todo tipo de mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo o diagnostico.

Contacta a: **servicio@abatec.com.mx** para tu cotización

92.5 in x 66 in





Guadalajara

Av. de la libertad 902 Col. Tepeyac Casino C.P. 45047 Despacho 802 Zapopan Jal. 33 3620 1214 33 3620 1215

Cd. de México

Calle Amores 1618 Col. Del Valle, Alcaldía Benito Industrial Alianza C.P. 66633 Juárez C.P. 03100 Ciudad de México 55 5639 0210 55 7095 5727

Monterrey

Av. Miguel Alemán KM 14.2 Loc. 31, Col. Parque Apodaca Nuevo León. 81 8380 1234

Atención 24/7

GDL. 33 1601 8564 GDL. 33 1604 6095

CDMX. 55 4949 8594 CDMX. 55 1155 4607

MTY. 81 1912 7876





